

GI Effects – Instruções Para Coleta

2200 GI Effects Perfil Completo
2205 GI Effects Microbial Ecology Profile
2130 GI Effects Compylobacter EIA Profile
2131 GI Effects Clostridium Profile
2132 GI Effects Escherichia coli EIA Profile
2133 GI Effects Helicobacter Pylori EIA

Observação: Para todas as amostras serão necessárias informações completas do paciente, nome, data de nascimento e a data da coleta.

Amostra: Fezes em 4 recipientes (manter refrigerado)

Material para Coleta

- 1 Frasco de tampa laranja
- 1 Frascos de tampa verde (SAF)
- 1 Frasco de tampa Rosa (10% Formalina)
- 1 Frasco de tampa branca e corpo transparente sem líquido conservante
- 1 recipiente de coleta
- 1 par de Luvas descartáveis
- 1 Saco descartável preto (Descarte de lixo)

Preparação do Paciente


- Evite a utilização de enzimas digestivas, antiácidos e aspirina durante dois dias antes da coleta, a menos que seja indicado por seu médico.
- Finalize o tratamento com antifúngicos ou antibiótico e espere três dias antes da coleta.
- Nunca interrompa a utilização de medicamentos sem consultar o seu médico.

Precauções: Cuidado ao abrir os frascos. Em grandes altitudes o frasco pode ter pressão. Remova sua tampa cuidadosamente e caso tenha algum contato com os olhos lave-os em água corrente.

IMPORTANTE: As amostras tem o prazo de validade curto entre o dia da coleta e o da análise. Faça uma programação na qual o primeiro dia de coleta esteja de acordo com uma data adequada para o envio do material coletado ao laboratório. As amostras serão enviadas para análise sempre as Terças e Quartas-feiras, sendo os melhores dias para realizar as coletas em São Paulo Capital e grande São Paulo entre as Sextas-feiras e as Terças-feiras.

Envie as amostras na Segunda-feira pela manhã para o laboratório na qual o kit foi retirado. Faça sempre uma programação de acordo com a região de sua residência. MANTENHA SEMPRE A AMOSTRA REFRIGERADA!!!

COMO COLETAR:



1. Preencha corretamente os dados pessoais de forma completa.
2. OS PROCESSOS DE COLETA PARA OS 4 TUBOS (DE TAMPA VERDE, LARANJA, ROSA E BRANCA SEM LIQUIDO) SÃO EXATAMENTE OS MESMOS. CUIDADO AO ABRIR O RECIPIENTE.
3. Coloque as luvas descartáveis. Colete as amostras de fezes nos recipientes fechando com cuidado para não contaminar as amostras com urina ou água do chuveiro.
4. Remova as tampas do frasco, preencha-os com a amostra utilizando as pequenas pás de madeira até a “linha de enchimento”. Não deixe transbordar e feche o frasco corretamente para evitar vazamento.
5. Agite a amostra por pelo menos 30 segundos.
6. Refrigere as amostras até serem enviadas ao laboratório.

DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O LABORATÓRIO ANTES DA COLETA.